

Medidor de pH IP67 | mPA-267



O medidor de pH **mPA-267 (IP67)** foi especialmente projetado para atender as condições de intemperismo e isolamento de seus componentes conforme preconiza a norma IP67 através dos seguintes dados construtivos:

- Caixa hermeticamente fechada a prova d' água;
- Conectores especiais com garantia de isolamento com o ambiente externo;
- Circuitos eletrônicos em estado sólido projetados para evitar a geração de calor no interior do assemblamento;
- Chaves liga e desliga por software;
- Todos os controles, interfaces com o usuário e display isolados através de filme de policarbonato.

Características Técnicas

- Mede pH em água tratada, soluções aquosas, soluções hidroalcoólicas, etc;
- Com sensor de temperatura conjugado para compensação automática (de 0 a 100oC);
- Menu em Português (BR);
- Resolução Mínima de pH: 0,1;
- Faixa de Medição: 0 a 14 pH;
- Acompanhe soluções padrão pH 4 e pH 7;
- Grau de Proteção mínimo IP67;
- Acompanhe Certificado de Calibração rastreável a RBC (rede brasileira de calibração) para o aparelho e para todas as soluções;
- Alimentação 220V.